

## TROUSSE DE HANCHE RENFORCEE+ STERILE – Is


REF : HAN-260-05

### DESCRIPTION

Cette tousse est destinée pour les interventions de fécondation in vitro. La tousse de hanche est une tousse fondue en plusieurs pièces avec une zone renforcée dont deux champs en U et une jambière orthopédique. Elle est utilisée dans le cadre d'interventions chirurgicales sur les hanches et les membres. Ci-dessous la composition complète de la tousse :

### Composition

	Taille cm
(1) -1 Champ de table, 2 couches	150x200
(3) -2 Champ en U renforcée ,2 couches et renfort	200x280
(2) -1 Champ de tête renforcée, 2 couches et renfort	150x240
(9) -1 Champ de pied renforcée, 2 couches et renfort	200x200
(8) -1 Champ latéral renforcée ,2 couches et renfort	75x90
(5) -1 Jambières, SMS	35x80
(4) -1 Housse de mayo	80x140
(7) -2 Bandes adhésive	10x50
(6) -4 Serviettes absorbante	40x40



Les champs MEDIKA-HITEX® sont en :

- 1 couche en non tissé polypropylène
- 1 couche en film polyéthylène
- 1 couche de renfort absorbant

### CARACTERISTIQUES

Ces produits sont hautement absorbants, résistants aux déchirures, imperméables aux liquides et bactéries, faciles à utiliser et répondent aux exigences de la norme ISO 13795. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.

Stérile à l'Oxyde d'éthylène conformément à la norme ISO 11135.

### PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT

Double emballage stérile par blister souple et emballage feuille de stérilisation. Présentation sous carton de transport. Trousse/ Carton :5

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

### DUREE DE VALIDITE

5 ans à partir de la date de stérilisation si les conditions de stockage sont respectées.

