

## TROUSSE CESARIENNE RENFORCEE+ STERILE – Is

REF : CES-160-01

### DESCRIPTION

Cetteousse est destinée pour les interventions par césarienne. Elle comprend principalement un champ en une pièce pour césarienne disposant d'une poche de recueil des liquides lorsque le patient est allongé à plat sur le dos et d'un film d'incision collé sur le patient créant barrière isolante. Ci-dessous la composition complète de la trousse :

### Composition

(1) -1 Champ de table, 2 couches

(2) -1 Champ césariennes, SMS et renfort

(3) -1 Champ accueil bébé

(4) -1 Housse de Mayo

(5) -4 Serviette absorbante

### Taille cm


150x200

200x240x350

75x100

80x145

40x40



Les champs MEDIKA-HITEX® sont en :

- 1 couche SMS

-1 couche de renfort absorbant

### CARACTERISTIQUES

Ces produits sont hautement absorbants, résistants aux déchirures, imperméables aux liquides et bactéries, faciles à utiliser et répondent aux exigences de la norme ISO 13795. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.

Stérile à l'Oxyde d'éthylène conformément à la norme ISO 11135.

### PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT

Double emballage stérile par blister souple et emballage feuille de stérilisation. Présentation sous carton de transport. Trousses/ Carton : 8

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, (ne pas exposer à une flamme, à la chaleur ou à une source de lumière de forte intensité) et de l'humidité.

### DUREE DE VALIDITE

5 ans à partir de la date de stérilisation si les conditions de stockage sont respectées.